

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: BAVAGLIA MONOUSO

BAV01

Bavaglia monouso per adulto in tissue - PE, non sterile. Ideata per la protezione di anziani e disabili in quanto risulta ultraleggera, facile da indossare e provvista di tasca raccogli-cibo.

Composta da un lato in tissue assorbente e da uno in PE azzurro totalmente impermeabile. Dotata di lacci che permettono una comoda chiusura dietro il collo. Creata in modo da ottenere un'ottima resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale.

Confezionate in buste da 125 pz. inserite in imballi da 1.000 pz.

