

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: MANOPOLA MONOUSO 4 STRATI SAPONATA

MAN05

Manopola monouso non sterile latex free, costituita da 4 strati saldati a ultrasuoni:

- Strato frontale impregnato con sapone: polietilene tereftalato 70 g/mq + polietilene rivestito.
- Due strati interni: polietilene a bassa densità, 25 g/mq
- Strato posteriore: polipropilene Spunlace + polietilene rivestito.

Peso: $6,5 \pm 0,5$ g per manopola.

Dimensioni: 17,2 x 24,2 cm.

PH del sapone: 5,2 - 5,8

Ideale per il lavaggio di bambini, anziani e disabili in quanto soffice sulla pelle, morbida e molto assorbente.

Creata in modo da ottenere un'ottima resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale.

Confezionate in sacchetti di polietilene da 20 pezzi riportanti il lotto di fabbricazione, la data di produzione e la data di scadenza.

Imballate in cartoni da 1.000 pezzi.

Bancali da 28 cartoni.

Se ti occorre la scheda tecnica completa, richiedila via email all'indirizzo info@csa-medical.it specificando tutti i tuoi dati (non risponderemo a e-mail anonime).