

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: FONENDOSCOPIO COLORATO

FON02-03-04-05

Il nostro fonendoscopio colorato è uno strumento con cui è possibile auscultare suoni o rumori prodotti dall'attività funzionale di organi profondi.

E' composto da una testa in alluminio a campana tronca, chiusa da un lato con una membrana elastica che assicura allo strumento un'elevata qualità acustica.

Dotato di archetto in metallo e olive in poliammide.

E' disponibile con il tubo a Y in gomma siliconica di quattro colori diversi :

FON02 - Colorato giallo

FON03 - Colorato rosso

FON04 - Colorato verde

FON05 - Colorato blu



Confezionato in scatola singola di cartone.