

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: FONENDOSCOPIO MASTER

FON06

Il nostro fonendoscopio di tipo Master è uno strumento con cui è possibile auscultare suoni o rumori prodotti dall'attività funzionale di organi profondi.

Grazie alla sua esclusiva testina monofaccia permette di auscultare selettivamente i suoni ad alta e bassa frequenza senza dover staccare lo strumento dal corpo del paziente o ruotare la testina.

Per la rilevazione delle basse frequenze è sufficiente esercitare una leggera pressione, per la rilevazione delle alte, invece, occorre esercitarne una più decisa.

E' dotato di un tubo a Y nero in gomma siliconica, un archetto in metallo e due olive in poliammide.

Confezionato in scatola singola di cartone.

