

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: STETOFONENDOSCOPIO DOPPIO

STE01

Il nostro stetofonendoscopio doppio è un dispositivo medico con cui è possibile auscultare suoni o rumori prodotti dall'attività funzionale di organi profondi.

E' dotato di una testa in alluminio doppia, un archetto in metallo, un tubo a Y nero in gomma siliconica e due campane.

E' composto dall'unione di due strumenti diversi:

- 1 – Fonendoscopio = Apparecchio adatto all'auscultazione dei toni bassi e, quindi, dei visceri.
- 2 – Stetoscopio = Apparecchio adatto all'auscultazione dei toni alti e, quindi, del torace.

Confezionato in scatola singola di cartone.

