

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: STETOFONENDOSCOPIO CARDIOLOGICO **STE02** TIPO RAPPAPORT

Il nostro stetofonendoscopio cardiologico tipo RAPPAPORT è un dispositivo medico altamente professionale con cui è possibile auscultare suoni o rumori prodotti dall'attività funzionale di organi profondi.

E' dotato di un archetto in metallo e da una testa doppia in alluminio, dotata di anello antifreddo su entrambe le campane.

Dalle campane parte un lungo tubo flessibile gemellare blu che termina con un archetto metallico dotato di due olive nere.

Il prodotto è accompagnato da un set di 3 campane di diverse misure, 2 olive morbide, 2 olive rigide e 2 membrane. Grazie a questi accessori in dotazione, può identificare diversi tipi di auscultazione.

Confezionato in scatola singola di cartone.

