

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: STETOFONENDOSCOPIO PEDIATRICO

STE03

Il nostro stetofonendoscopio pediatrico è un dispositivo medico con cui è possibile auscultare suoni o rumori prodotti dall'attività funzionale di organi profondi.

E' dotato di una testa in alluminio doppia più piccola di quella standard, un archetto in metallo che termina con due olive bianche, un tubo a Y rosso in gomma siliconica e due campane.

E' composto dall'unione di due strumenti diversi :

- 1 – Fonendoscopio = Apparecchio adatto all'auscultazione dei toni bassi e, quindi, dei visceri.
- 2 – Stetoscopio = Apparecchio adatto all'auscultazione dei toni alti e, quindi, del torace.

Confezionato in scatola singola di cartone.

