

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: ABBASSALINGUA NON STERILE

ABB02

I nostri abbassalingua medicali sono in legno di betulla stagionato di alta qualità. Hanno una forma allungata e piatta ed estremità arrotondate, accuratamente definite, senza sbavature e schegge. Non sono sterili.

Sono dispositivi che, dopo essere stati sterilizzati, possono essere utilizzati nell'esame obiettivo otorino - laringoiatrico.



Confezionati in scatoline da 100 pezzi riportanti l'indicazione del quantitativo di abbassalingua e il lotto di fabbricazione. Imballati in cartoni da 5.000 pezzi.