

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

### Scheda illustrativa: ABBASSALINGUA MONOUSO STERILE

**ABB01**

I nostri abbassalingua medicali MONOUSO STERILI sono in legno di betulla stagionato di alta qualità e sono idonei all'ispezione del cavo oro-faringeo.

Hanno una forma allungata e piatta (153mm x 17,5mm x 1,5mm) ed estremità arrotondate, accuratamente definite, senza sbavature e schegge. I materiali utilizzati nella costruzione e nell'imballaggio sono atossici.



Il materiale di produzione e il confezionamento sia secondario che primario sono esenti da lattice - latex free.

Sterilizzazione in autoclave ad ossido di etilene secondo ciclo convalidato. Il prodotto è confezionato singolarmente con carta medica. Questa confezione interna garantisce un'adeguata protezione impermeabile e permette al prodotto di giungere al consumatore finale in condizioni igieniche sicure.

Viene fornito in singola busta e sterilizzato ad ossido di etilene. Scatola da 500 pezzi.