

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

### Scheda illustrativa: SPATOLA DI AYRE

**SPA03**

Le nostre spatole di Ayre sono prodotte in legno di betulla stagionato e di alta qualità, con bordi accuratamente rifiniti, senza sbavature e schegge. Non sono sterili. La diversa forma delle 2 estremità rende il prodotto, una volta sterilizzato, adatto per il prelievo di cellule escocervicali. Il profilo scanalato permette una presa sicura dello strumento ove è necessario mantenere una rotazione di 360° e un contatto "deciso" con la cervice. Entrambe le estremità hanno un profilo liscio e bordi arrotondati per un prelievo delicato e non traumatico.



Confezionate in scatoline da 100 pezzi riportanti l'indicazione del quantitativo di spatole e il lotto di fabbricazione. Imballate in cartoni da 5.000 pezzi.