

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

## Scheda illustrativa: TAMPONCINI


**TAM01**

I nostri tamponcini sono composti da una testina in cotone di prima scelta, avvolta all'estremità di una bacchetta di legno di betulla stagionato e di alta qualità, con bordi accuratamente rifiniti, senza sbavature e schegge.

La testina possiede un'ottima resistenza al distacco dallo stelo.

Non sono sterili.

Dopo essere stati sterilizzati, possono essere utilizzati negli esami che hanno lo scopo di accertare la presenza di batteri patogeni, o potenzialmente tali, nella faringe o nella cavità vaginale.



Confezionati in sacchetti trasparenti da 100 pz. e scatole da 10 sacchetti da 100 pz. Imballo di vendita da 20.000 pz.