

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: SPECULUM VAGINALI

SPC01-02-03

I nostri speculum vaginali sono monouso e sterili. Realizzati con profilo completamente anatomico, superficie liscia e bordi arrotondati per garantire una introduzione indolore. Sono dotati di un perno centrale colorato con scala di bloccaggio che permette di fissare il dispositivo all'apertura desiderata, esporre il collo dell'utero e visionare con sicurezza l'apertura del canale vaginale. Sono costituiti da materiale plastico atossico e trasparente, ideati così per permettere di vedere tramite illuminazione le pareti interne vaginali.

Disponibili in 3 misure :

- SPC01 : misura piccola 85 mm x 20 mm,
- SPC02 : misura media 90 mm x 26 mm,
- SPC03 : misura grande 100 mm x 30 mm.

Confezionati singolarmente in sacchetti trasparenti. Inseriti in scatole da 120 pz.

