

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: TELINI STERILI

TEL01-03-05-06

I nostri TELINI sterili sono rettangolari e biaccoppiati : un lato è in tessuto non tessuto (TNT) e l'altro in polietilene (PE).

Per la loro morbidezza e praticità si adattano facilmente a qualsiasi superficie sia come telo madre adagiato sul tavolo operatorio che come contorno del settore d'intervento sul paziente.

Caratterizzati dal non essere dotati di foro centrale. Risultano monouso e di colore azzurro.



Confezionati singolarmente in busta sigillata e inseriti in imballi di vendita che cambiano a seconda della misura del telino:

- TEL01 = 35cm x 50cm – 300 telini per imballo
- TEL03 = 50cm x 75cm – 260 telini per imballo
- TEL05 = 75cm x 90cm – 170 telini per imballo
- TEL06 = 100cm x 150cm – 100 telini per imballo