

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

### Scheda illustrativa: RICAMBISTICA FONENDOSCOPI

**STR01** = Tubo a Y nero per fonendoscopio. Flessibile, in gomma, ha la funzione di trasmettere le onde sonore.



**STR02** = Testa per fonendoscopio classico in alluminio.



**STR03** = Testa per stetofonendoscopio in alluminio.



**STR04** = Membrana vibratile per fonendoscopio classico.

**STR05** = Archetto biauricolare in metallo per fonendoscopio con molla assemblata all'interno.



**STR06** = Olive bianche morbide in nylon per fonendoscopio.

Tutti i prodotti elencati sono forniti in confezione singola tranne lo STR04 e lo STR06 che sono in confezioni da 10 pz.