

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: RICAMBISTICA

MONOPALLA - SFR01 = Monopalla per sfigmomanometri in lattice di gomma di colore nero, dotata di valvola posteriore a sfera in metallo cromato. Fornita senza rubinetto.



RUBINETTO MONOPALLA - SFR02 = Rubinetto per monopalla in metallo cromato con regolazione dello sfiato aria mediante valvola a vite.



MANOMETRI :

SFR04 = Manometro per sfigmomanometro aneroide. Parti metalliche cromate e verniciate. Sfondo di colore bianco, numeri e lancetta di colore nero.



CAMERE D'ARIA :

Camere d'aria per sfigmomanometri in gomma di lattice.

SFR20 - Camera d'aria 1 tubo per neonati.

SFR21 - Camera d'aria 1 tubo per bambini.

SFR22 - Camera d'aria 1 tubo per ragazzi.

SFR06 - Camera d'aria 1 tubo per adulti.

SFR28 - Camera d'aria 1 tubo per obesi.

SFR10 - Camera d'aria 2 tubi per neonati.

SFR11 - Camera d'aria 2 tubi per bambini.

SFR09 - Camera d'aria 2 tubi per ragazzi.

SFR07 - Camera d'aria 2 tubi per adulti.

SFR08 - Camera d'aria 2 tubi per obesi.





BRACCIALI :

Bracciali in cotone per sfigmomanometri.

SFR14 - Bracciale con ganci.

SFR26 - Bracciale per prematuri.

SFR16 - Bracciale per neonati.

SFR17 - Bracciale per bambini.

SFR18 - Bracciale per ragazzi.

SFR15 - Bracciale per obesi.

SFR13 - Bracciale per adulti con ferretto.

SFR25 - Bracciale per adulti senza ferretto.



Tutti i prodotti elencati sono forniti in confezione singola.