

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

## Scheda illustrativa: SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO

**SFI12**

Il nostro sfigmomanometro aneroide pediatrico è uno strumento in grado di rilevare la pressione arteriosa minima (diastolica) e quella massima (sistolica) di un bambino. Il suo bracciale è, infatti, ideato con dimensioni ridotte in modo che si possa adattare a un braccio di piccole dimensioni. E' composto da un bracciale e un manometro di colore blu elettrico, da una monopalla in gomma siliconica e un rubinetto con valvola a vite.

Viene fornito senza fonendoscopio.



Inserito in singola custodia in similpelle e scatola di cartone, con istruzioni per l'uso in italiano.