

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE SU STATIVO

SFI13

Il nostro sfigmomanometro aneroide su stativo è uno strumento in grado di rilevare la pressione arteriosa minima (diastolica) e quella massima (sistolica).

E' composto da un bracciale di colore blu, da un manometro, una monopalla in gomma siliconica e un rubinetto con valvola a vite.

La particolarità di questo modello è che la cassa del manometro è inserita su un'asta regolabile in plastica che, a sua volta, poggia su un carrellino in plastica a 5 ruote dotato di fermo.

Viene fornito senza fonendoscopio.



Imballato in scatola singola con kit di montaggio.