

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: SFIGMOMANOMETRO DIGITALE DA BRACCIO

SFI10

Il nostro sfigmomanometro digitale tedesco da braccio è uno strumento in grado di rilevare la pressione arteriosa minima (diastolica) e quella massima (sistolica). Rileva anche le pulsazioni del cuore ed eventuali aritmie. Il modello è classico ed è composto da un display a cristalli liquidi, un bracciale in nylon a gonfiaggio automatico a pompa d'aria e un fermo con velcro.

Viene dato in dotazione con 4 pile alcaline compresse, tipo "AAA" (1,5V). Il colore del quadrante e del bracciale è blu.



Fornito di custodia in plastica trasparente e inserito in scatola di cartone con istruzioni per l'uso in italiano.