

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: SFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PALMARE PEDIATRICO

SFI11L

Il nostro sfigmomanometro aneroide palmare pediatrico e neonatale è uno strumento in grado di rilevare la pressione arteriosa minima (diastolica) e quella massima (sistolica).

Viene fornito con 2 bracciali di dimensioni diverse, uno per uso pediatrico e uno per uso neonatale, decorati con un simpatico disegno su sfondo azzurro.

E' composto dai due bracciali, un manometro, una monopalla in gomma siliconica e un rubinetto con valvola a vite.

La particolarità di questo modello è di essere composto da un unico tubo e con monopalla di gonfiaggio attaccata direttamente al manometro.

Viene fornito senza fonendoscopio.

Confezionato in custodia in similpelle decorata con lo stesso simpatico disegno su sfondo azzurro dei bracciali e scatola di cartone, con istruzioni per l'uso in italiano.

