

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: CANNULE DI GUEDEL

GUE--

Cannula di Guedel monouso, sterile in polietilene semi-rigido non tossico e senza tracce di lattice. Dispositivo che consente di impedire ai pazienti di mordersi la lingua al risveglio dopo operazioni in anestesia totale. Costruita con una forma anatomica, cava all'interno e dotata di un rinforzo nella zona dove, una volta posizionata in modo adeguato, si appoggeranno le arcate dentarie del paziente.

Viene utilizzata nelle manovre di rianimazione.

Disponibile in diverse misure associate a colori diversi :

- GUE00** - misura 00, colore BLU
- GUE0** - misura 0, colore NERO
- GUE1** - misura 1, colore BIANCO
- GUE2** - misura 2, colore VERDE
- GUE3** - misura 3, colore GIALLO
- GUE4** - misura 4, colore ROSSO
- GUE5** - misura 5, colore AZZURRO



Confezionate in buste singole trasparenti, inserite in imballi da 50 pz.