

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.


Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: COPERTA ISOTERMICA

ISO01

Coperta isotermica oro/argento, monouso, non sterile, in film di poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Dispositivo indispensabile per il pronto soccorso di traumatizzati ed ustionati, che vengono avvolti in essa.

Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato interno utilizzato; per proteggere dal freddo deve essere messa verso il corpo la parte argentata mentre, per proteggere dal caldo, deve essere messa verso il corpo la parte dorata.



Confezionata in sacchetti singoli, inserita in imballi da 200 pz.