

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: **MASCHERINA PER OSSIGENOTERAPIA**

MAS07-MAS08

Mascherina per ossigenoterapia in PVC flessibile con valvola antireflusso e borsa reservoir. Dispositivo utilizzato per le emergenze mediche che richiedono la terapia a ossigeno in pazienti che hanno subito traumi fisici, limitazioni croniche alle vie respiratorie o disturbi dovuti a ostruzioni polmonari, inalazioni di fumo e di anidride carbonica. La maschera serve alla somministrazione di O₂ ad alta concentrazione (90-100 %) quando viene attaccata ad una regolare bombola di ossigeno. Copre sia la bocca che il naso e si attacca grazie all'uso di un elastico che viene applicato attorno alla testa del paziente.

Ne esistono due modelli :

- **MAS07** = per adulti
- **MAS08** = pediatrica.



Confezionata in sacchetti singoli, inserita in imballi da 100 pz.