

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

## Scheda illustrativa: MASCHERINA PER RIANIMAZIONE

**MAS05**

Mascherina per rianimazione bocca a bocca, in PVC non tossico e latex free, monouso, non sterile. Dotata di bordo pneumatico con cuscinetto di guarnizione ultramorbido a tenuta ermetica per permettere un'ottima adesione al viso coprendo sia la bocca che il naso del paziente, di valvola unidirezionale antireflusso, di filtro per evitare il contatto diretto con la bocca del paziente e di attacco per eventuale connessione alla bombola di ossigeno. Si indossa grazie all'uso di un elastico che viene applicato attorno alla testa del paziente.



Fornita in custodia singola di plastica rigida, inserita in imballi da 100 pz.