

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

### Scheda illustrativa: TERMOMETRO ECOLOGICO CON AGITATORE

**TER02**

Termometro ideato con materiale termico interno costituito da una miscela non tossica composta da gallio, indio e stagno che risulta simile, nell'aspetto, al mercurio.

Costituito da un corpo in vetro che risulta igienico e completamente disinfettabile. E' un termometro molto preciso che non necessita di batterie e non deve essere tarato successivamente.

Consente la misurazione della temperatura corporea per via ascellare, orale e rettale.



Ogni termometro ha singola custodia di plastica con agitatore incorporato e controastuccio in cartoncino. Confezionati in scatola contenente 12 pezzi. Imballati in cartoni da 288 pezzi.