

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: TERMOMETRO DIGITALE TEDESCO IMPERMEABILE

TER07

Il nostro termometro digitale tedesco impermeabile è latex free e resistente agli urti.

Consente di misurare la temperatura corporea in maniera precisa e facile sia per via ascellare che orale o rettale.

Dotato di meccanismo di spegnimento automatico se lasciato acceso e non utilizzato. Consente di visualizzare l'ultima temperatura rilevata.

Riutilizzabile previa disinfezione della punta del sensore e resistente contro tutti i comuni disinfettanti.

Segnala il raggiungimento della temperatura finale tramite allarme acustico.

Fornito di istruzioni in lingua italiana, confezionato in astuccio di plastica trasparente e contrastuccio singolo di cartone per vendita al pubblico. Confezionato in espositori da 12 pezzi per vendita al pubblico.

