

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: TERMOMETRO ECOLOGICO

TER11

Termometro ideato con materiale termico interno costituito da GALINSTAN, una miscela ecologica e non tossica composta da gallio, indio e stagno che risulta simile, nell'aspetto, al mercurio. Costituito da un corpo in vetro che risulta igienico e completamente disinfettabile. E' un termometro molto preciso che non necessita di batterie e non deve essere tarato successivamente.

Consente la misurazione della temperatura corporea per via ascellare, orale e rettale.

Il nostro prodotto è l'unico e vero originale tedesco brevettato!

Completo di astuccio di plastica trasparente e cappuccio colorato verde.

Confezionato in scatole da 10 pezzi.



Se ti occorre la scheda tecnica completa, richiedila via email all'indirizzo info@csa-medical.it specificando tutti i tuoi dati (non risponderemo a e-mail anonime).