

Il contenuto di questa pagina è riservato esclusivamente a professionisti della sanità, ovvero Medici, Infermieri, Farmacisti, Bioingegneri, Incaricati per Acquisti o Gare, Rappresentanti di Enti di cura, Rivenditori o Distributori.

Tutti i contenuti, in qualunque forma realizzati, (testi, immagini fotografiche, descrizioni tecniche), sono relativi a dispositivi medici, diagnostici in vitro, cosmetici, a scopo esclusivamente di informazione tecnico-clinica sui prodotti commercializzati e destinati ad un uso professionale.

Non hanno alcuna natura di promozione commerciale degli stessi. Quanto sopra a tutela del consumatore ed in ottemperanza alla normativa vigente.

Leggendo questa scheda illustrativa dichiarate esplicitamente, sulla vostra responsabilità, di appartenere alla categoria dei professionisti della sanità.

Scheda illustrativa: TERMOMETRO DIGITALE FRONTALE

TER06

A RAGGI INFRAROSSI SENZA CONTATTO

Il nostro termometro digitale frontale a raggi infrarossi è rapido e preciso grazie alla rilevazione senza contatto.

UTILIZZO MULTIPLO

- Rilevazione della temperatura corporea (fronte)
- Rilevazione della temperatura degli oggetti (biberon con acqua/latte...)

FACILITÀ D'USO

- Design ergonomico specifico per facilitare l'utilizzo.
- Misurazione senza contatto: 1-5 cm di distanza dalla fronte
- Tempo di rilevazione: 1 secondo.
- Durata della batteria: più di 1000 rilevazioni

SICURO E IGIENICO

- La misurazione senza alcun contatto non determina l'accumulo di batteri. Il termometro non deve essere pulito e igienizzato intenzionalmente per l'utilizzo.
- Rispetto ai classici termometri in vetro, non c'è pericolo di rottura del materiale.
- Totalmente sicuro da usare sui bambini.

MEMORIA E ALLARMI

- Memoria di 20 letture effettuate.
- Allerta febbre.
- Spegnimento automatico dopo 10 secondi

Confezione singola.



TER06



Utilizzo multiplo

Se ti occorre la scheda tecnica completa, richiedila via email all'indirizzo info@csa-medical.it specificando tutti i tuoi dati (non risponderemo a e-mail anonime).